



EMODIAL_{s.r.l.}



EMODIAL_{s.r.l.}

Via Finati, 4/A - Ferrara (ITALY)

Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414

www.emodial.it - info@emodial.it



EXIT-POCKET-WP[®]

Tasca impermeabile
per protezione catetere



EXIT-POCKET-WP®

Descrizione

Tasca impermeabile chiusa su quattro lati provvista di foro adesivo per il fissaggio alla cute. Disponibile con sistema di apertura/chiusura sul lato inferiore.

Destinazione

Contenimento del catetere durante le operazioni di igiene del paziente. Idoneo sia per doccia che per immersione.

La versione chiusa viene consigliata quando si rende necessario un contatto prolungato con l'acqua.

I modelli provvisti di sistema di apertura/chiusura sul fondo della tasca, permettono di mantenere in sede eventuali dispositivi di medicazione e di riposizionarli facilmente.

Finalità

Protezione dell'exit-site. Il dispositivo è del tutto idrorepellente: ben posizionato è in grado di preservare l'exit-site dal contatto con l'acqua, prevenendo la macerazione della cute e la possibilità di contaminazione microbica.

Vantaggi

- Rapido e facile posizionamento.
- Comodo da indossare.
- Aiuta a migliorare la qualità di vita dei pazienti cateterizzati.
- Rimozione semplice e veloce.



Tasca impermeabile per protezione catetere

MODELLO
BREVETTATO

Istruzioni per l'uso

- 1** Incappucciare con il dispositivo il/i lume/i del catetere.
- 2** Togliere la pellicola protettiva dall'adesivo.
- 3** Fissare il dispositivo alla cute premendo con cura ed uniformemente sui bordi dell'adesivo per impedire la formazione di bolle d'aria.
- 4** Effettuare la doccia facendo attenzione a frizionare delicatamente in prossimità dell'adesivo.
- 5** Rimuovere con cautela il dispositivo al termine delle operazioni di igiene controllando la medicazione sottostante.



REFERENZE

CODICE	DIMENSIONI TASCA cm	VERSIONE	INDICAZIONI	N. PZ. SCATOLA
S2005H/WP	Con foro ø 5	Con idrocolloide senza apertura/chiusura	Per doccia e bagno	50
S2005D/WP	Con foro ø 5	Con idrocolloide con apertura/chiusura	Per doccia	
S2011H/WP	Con foro 10x9	Con idrocolloide senza apertura/chiusura	Per doccia e bagno	
S2011D/WP	Con foro 10x9	Con idrocolloide con apertura/chiusura	Per doccia	

Dati e specifiche tecniche possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

Classificazione: Dispositivo Medico di Classe I non sterile
Tipologia: Monouso
Scadenza: 3 anni